

Agarosen

Universal- und Spezialagarosen für vielfältige Applikationen



- Alle Agarosen in höchster Reinheit und Qualität
- Minimieren Sie Fehler und erzielen Sie optimale Ergebnisse
- Auf das Vorhandensein von Proteasen, Ligasen und Nukleasen getestet
- Für unterschiedliche Anwendungen geeignet
- Wählen Sie aus drei verschiedenen Agarosen

Agarosen

my-budget Agarosen - unverzichtbar im Labor!

Universal-Agarose:


Hochwertige Agarose mit Standard-Geliertemperatur und hoher Gelstärke
Sehr weiter Trennbereich: ca. 0,05 bis 50 kbp
Geeignet zur analytischen und präparativen Auftrennung von Nukleinsäuren
Frei von RNasen, DNasen und Enzyminhibitoren

LowMelt-Agarose:

Agarose mit niedriger Schmelztemperatur (65 °C)
Auftrennung von Fragmenten zwischen 100 bp und 23 kbp
Direkte enzymatische Manipulationen von DNA im Gel möglich
Frei von RNasen, DNasen und Enzyminhibitoren

Hochauflösende Agarose:

Agarose mit mittlerer Schmelztemperatur (75 °C) mit doppeltem Auflösungsvermögen
Hohe Auftrennungsschärfe im Bereich zwischen 20 bp und 800 bp
Bei Gelstärken von 2 % bis 4 % eine Alternative zu Polyacrylamidgelen (4 % bis 8 %)
Frei von RNasen, DNasen und Enzyminhibitoren



Artikel:	Menge	Art.-Nr.	Preis (€)
<i>my-Budget</i> Universal-Agarose	100 g	10-35-1010	49,00
<i>my-Budget</i> Universal-Agarose	500 g	10-35-1020	219,00
<i>my-Budget</i> Universal-Agarose	2 x 500 g	10-35-1030	428,00
<i>my-Budget</i> Universal-Agarose	3 x 500 g	10-35-1040	627,00
<i>my-Budget</i> Universal-Agarose	5 x 500 g	10-35-1050	1.020,00
<i>my-Budget</i> LowMelt-Agarose	25 g	10-36-1010	99,00
<i>my-Budget</i> LowMelt-Agarose	100 g	10-36-1020	349,00
<i>my-Budget</i> LowMelt-Agarose	250 g	10-36-1030	829,00
<i>my-Budget</i> Hochauflösende Agarose	25 g	10-37-1010	85,00
<i>my-Budget</i> Hochauflösende Agarose	100 g	10-37-1020	299,00
<i>my-Budget</i> Hochauflösende Agarose	250 g	10-37-1030	709,00

Fragen Sie nach unseren Agarosen.
Gerne senden wir Ihnen ein
kostenloses Muster oder unser
komplettes [Katalogprogramm](#) zu.
Sie erreichen uns unter:

Tel.: 02151 - 65 20 830

oder

per Mail: info@bio-budget.de



Wir beraten Sie gerne auch vor Ort. Rufen Sie uns an und vereinbaren einen Termin.
Sie erreichen uns unter:

Telefon: 02151 - 65 20 830
Telefax: 02151 - 65 20 835
E-Mail: info@bio-budget.de
www.bio-budget.de

Bio-Budget Technologies GmbH
Dießemer Bruch 150
47805 Krefeld

Alle Preise verstehen sich zzgl. der aktuell gültigen MwSt. Ab 250,- Euro Nettoauftragswert übernehmen wir für Sie die gesamten Verpackungs- und Frachtkosten. Unsere AGB's können Sie unter www.bio-budget.de einsehen.